

Tuttnauer Wasserdestillierer - Modelle 800/500

TuttnauerTM
Your Sterilization & Infection Control Partners



**Wasserdestillierer mit LCD-Monitor
Beseitigt bis zu 99% der meisten im Leitungswasser
enthaltenen Substanzen.**

- Befreien Sie sich von den Unannehmlichkeiten und Kosten Wasserflaschen zu kaufen. Mit dem Wasserdestillierer können Sie für den Bruchteil der Kosten Ihr eigenes Reinstwasser herstellen.
- Der Wasserdestillierer produziert bis zu 23 Liter reines Wasser pro Tag.
- Erhöhen Sie die Haltbarkeit Ihrer wertvollen Geräte und Autoklaven.
- Beseitigt Pilze, Bakterien und Viren.
- Beseitigt 99% der Verdampfungsrückstände.
- Elektronische Zeitschaltuhr (optional)
- Ansprechende 3,8-Liter-Karaffe
- 800 W Leistung, geeignet für jede Standard Netzsteckdose 220-240 V



Tuttnauer Wasserddestillierer - Modelle 800/500

Und so einfach ist es, die Vorteile von reinem, kristallklarem Wasser jederzeit zu verwenden.

Einfach die Hauptkammer mit Leitungswasser füllen. Das Wasser wird anschließend auf 100°C erhitzt, wodurch Bakterien abgetötet werden und Blei, Nitrat und andere Verdampfungsrückstände verringert werden. Bei diesem äußerst wirksamen Prozeß werden bis zu 99% der meisten Substanzen aus dem Wasser beseitigt. Das erhitzte Wasser wird anschließend verdampft. Der Dampf steigt und Restchemikalien und andere Verunreinigungen bleiben zurück. Schließlich wird das Wasser gekühlt und in der Karaffe gesammelt.

Der reine Dampf wird in Kondensationsspulen aus Edelstahl gekühlt.

Ein LCD-Monitor informiert Sie über die Tageszeit und weist eine automatische Start- und/oder Verzögerungsfunktion, eine Filterwechselanzeige sowie eine Automatik-Abschaltfunktion auf. (nur Modell 800)

Bequeme LCD-Anzeige
Multifunktions-Uhr/Zeitschaltung/Monitor informiert Sie über den Status des zu reinigenden Wassers mit der Möglichkeit des Automatik-Starts in Ihrer Abwesenheit. Außerdem werden Sie über den Zeitpunkt des Filterwechsels sowie über die Tageszeit informiert.



Die Reinigungskammer erhitzt das Wasser auf 100°C, und mikrobiologische Verunreinigungen und Bakterien werden abgetötet.



* Optional

Mit dem "Stop-and-Serve" Anti-Tropf-Ventil können Sie jederzeit bequem reines Wasser zapfen.

Die abnehmbare Kochkammer wird mit 4,5 Liter Wasser gefüllt.

Das gereinigte Wasser wird in der Karaffe gesammelt und steht für den sofortigen Gebrauch bereit.

Modelleigenschaften	Modell 500	Modell 800
Tägliche Produktion	15 Liter	23 Liter
Karaffenvolumen	2.8 Liter	3.8 Liter
Spannungsversorgung	220-240 V	220-240 V
Zykluszeit	5 hours	4 hours
LCD-Anzeige	-	Yes
Bestell-Nr.	500	800

Pre & Post Vacuum

Automatic autoclaves

Manual autoclaves



Tuttnauer Tabletop Autoclaves

Tuttnauer Europe b.v.

Paardeweide 36, 4824 EH, P.O.B. 7191, 4800 GD, Breda, The Netherlands
Tel: +31 (0) 765423510, Fax: +31 (0) 765423540, E-mail: info@tuttnauer.nl, www.tuttnauer.com

Tuttnauer™
Your Sterilization & Infection Control Partners